


Ohje Ulostenäytteenottoon

Suolistosyvän seulonta




Saamanne paketti sisältää näytteenottoputken suljettavassa pussissa, jossa mukana myös imeytysliina. Älä poista imeytysliinaa pussista.

Näyteputki sisältää nestettä, älä kaada nestettä pois putkesta! Katso lisätiedot sivun alareunasta.




Ota alustaksi puhdas kertakäyttölautanen, wc-paperi tai sanomalehti jolle ulostat. Näytettä ei saa ottaa suoraan wc-pöntöstä!

Mikäli ulosteesi on koostumukseltaan liian vetistä (esim. ripuli) tulee näytteenotto siirtää myöhemmäksi.




Ota näyteputki käteesi ja avaa putken **VIHREÄ** korkki. Pidä putki pystyasennossa.


Älä avaa väritöntä korkkia missään tilanteessa.



Kerää ulostetta vihreän näytetikun kärjen loviin sivelemällä tikkua neljässä eri kohdassa ulostetta. Riittää, että tikun kierteinen kärki on ulosteen peitossa. Älä kerää ulostetta enempää kuin loviin mahtuu. Poista ylimääräinen uloste esimerkiksi pyyhkimällä tikkua wc-paperilla.



Laita vihreä näytetikku näyteputkeen ja sulje kierrekorkki hyvin. Ravista näyteputkea voimakkaasti muutaman kerran. Älä enää avaa korkkia.




Laita näyteputki takaisin suljettavaan pussiin imuliinan kanssa ja sulje pussi hyvin.



Täytä esitietosi ensisijaisesti sähköiselle lomakkeelle osoitteessa **www.synlab-suolistoseulonta.fi**

Sähköinen täyttäminen vaatii vahvan tunnistautumisen. Jos sähköinen täyttö ei ole mahdollista, täytä esitiedot paperilomakkeeseen, jonka sait tämän kutsun mukana.



Laita näytepussi ja mahdollinen esitietolomake täytettynä pahiseen palautuskuoreen. Sulje kuori huolellisesti. Postita palautuskuori viimeistään seuraavana arkipäivänä näytteen ottamisesta. Putkeen otettua näytettä on hyvä säilyttää jääkaapissa (2-8°C) ennen postitusta. Postimaksu on maksettu.

Tärkeää!

Putki sisältää nestettä, vältä kallistelemasta avointa putkea, jotta neste pysyy putkessa. Nesteen joutuessa iholle tai silmiin, huuhtelee huolellisesti. Älä niele nestettä. Ei lasten ulottuville.

Katso lisää www.synlab.fi/palvelut/suolistosyvän-seulonta