


Anvisningar för avföringsprovtagning

Screening för tarmcancer




Paketet du har fått innehåller ett provrör i en återförslutningsbar påse. I påsen finns även en absorptionsduk. Ta inte ut absorptionsduken ur påsen.

Provröret innehåller en vätska. Håll inte ut vätskan ur röret! För mer information, läs längst ner på sidan.




Ta en ren engångstallrik, ett wc-papper eller en tidning som underlag för avföringen. Ta inte avföringsprovet från toalettstolen!

Gör provtagningen vid ett senare tillfälle, om din avföring är mycket lös och vattning (t.ex. om du har diarré).




Håll provröret i handen och öppna den **GRÖNA** korken på röret. Håll röret i upprätt ställning.


Öppna under inga omständigheter den ofärgade korken.



Samla avföring i fårorna som finns i änden av den gröna provtagningspinnen genom att stryka pinnen mot fyra olika ställen i avföringen. Det räcker att fårorna i änden av pinnen täcks av avföring. Samla inte mer avföring än det ryms i fårorna. Ta bort eventuellt överskott av avföring till exempel genom att torka av pinnen med ett toalettpapper.



Lägg den gröna provtagningspinnen i provröret och skruva fast korken ordentligt. Skaka provröret kraftigt några gånger. Öppna inte korken på nytt.



Lägg tillbaka provröret i den återförslutningsbara påsen med absorptionsduken och stäng påsen ordentligt.



Fyll i första hand i dina förhandsuppgifter på den elektroniska blanketten på adressen **www.synlab-suolistoseulonta.fi** Stark autentisering krävs för att fylla i blanketten elektroniskt. Fyll i förhandsuppgifterna på den pappersblankett som du fick tillsammans med denna kallelse, om du inte kan fylla i blanketten elektroniskt.



Lägg påsen med provet och den eventuella ifyllda blanketten med förhandsuppgifter i returkuvertet av kartong. Stäng kuvertet noggrant. Posta returkuvertet senast följande vardag efter provtagningen. Förvara gärna röret med avföringsprovet i kylskåp (2–8°C) innan du postar det. Portot är betalt.

Viktigt!

Röret innehåller en vätska. Undvik att luta röret när det är öppet, så att inte vätskan rinner ut. Skölj noggrant om vätskan kommit i kontakt med huden eller ögonen. Svälj inte vätskan. Förvaras utom räckhåll för barn. Läs mer på www.synlab.fi/palvelut/suolistosyovan-seulonta