

Asiakastiedote 40/2019
12.9.2019

Sivu 1/1

Arvoisa asiakas,

Menetelmä, viitearvo ja yksikkömuutos
S -Prokollageeni III:n aminoterminaal. propeptidi (3682 S -PIIINP)

Menetelmämuutoksen myötä tutkimuksen viitealueisiin on tulossa muutoksia. Vanhat ja uudet viitearvot ovat listattuna tässä tiedotteessa.

Uusi menetelmä
Entsyymi-immunologinen (EIA)

Viitealuemuutos 12.9.2019 alkaen.

S -PIIINP	
Vanha viitealue	Uusi viitealue
0,3 - 0,8 U/ml	2,9-8,1 µg/l

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta: 020 734 1550
Email: ammattilaisneuvonta@synlab.fi