

Asiakastiedote 49/2017
5.12.2017

Sivu 1/2

Arvoisa asiakas,

Uusi mittausmenetelmä B -Hemoglobiini A1c
Uudet viitearvot tutkimuksessa Deoksikortisoli (11-), paastoseerumista

Menetelmämuutos B -Hemoglobiini A1c

B-HbA1c (KL 6128) tutkimuksen mittausmenetelmä muuttuu immunokemiallisesta korkean erotuskyvyn nestekromatografiaan (HPLC). Laboratorion sisäisessä verifiointissa mittausmenetelmät korreloivat keskenään hyvin. Tutkimusmenetelmän muutoksesta johtuen tulostaso laskee noin 3%, mikä tulee ottaa huomioon seurannassa olevilla potilailla.

Tutkimuksen viitearvot ja tekotiheys pysyy muuttumattomana.

Muutos astuu voimaan maanantaina **18.12.2017** alkaen.

Viitearvojen päivitys Deoksikortisoli (11-), paastoseerumista

Tutkimuksessa fS-11Dok (KL 1235) luovumme ikäkohtaisista viitearvoista. 11-deoksikortisoli määrittystä käytetään pääsääntöisesti metyraponikokeen yhteydessä jolloin todetaan korkeita (noin 5-100 kertaisia) 11-deoksikortisoliarvoja. Näin ollen ikäkohtaiset viitearvot eivät tuo merkittävää lisäarvoa tuloksen tulkintaan.

Uudet viitearvot ovat:

Miehet: <5,8 nmol/l (metyraponikokeen yhteydessä >202 nmol/l)

Naiset: <3,3 nmol/l (metyraponikokeen yhteydessä >202 nmol/l)

Muutos astuu voimaan maanantaina **18.12.2017** alkaen.

Johanna Westerlund, tuotantopäällikkö

Tiedustelut:

Ammattilaisneuvonta: 020 734 1550

Email: ammattilaineuvonta@synlab.fi