

Asiakastiedote 56/2018
30.11.2018

Sivu 1/1

Arvoisa asiakas,

Päivitys laboratorion näytteenottoohjeeseen, B-Pb (KL 2271)

Olemme päivittäneet Lyijy, verestä (KL2271) tutkimuksen näytteenotto-ohjetta. Tutkimukseen soveltuu hivenaineputki tai litium-hepariiniveri.

Muutos astuu voimaan välittömästi.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550
Email: asiakaspalvelu@synlab.fi