

Asiakastiedote 2/2016

5.2.2016

Yksikkö ja nimikemuutos tutkimuksessa fS-Kromograniini A

Arvoisa asiakas,

22.2.2016 alkaen siirrymme vastaamaan tutkimuksen fS-Kromograniini A-tulokset molaarisina yksikköinä (nmol/l) aiemmin käyttämämme yksikön ($\mu\text{g/l}$) sijaan.

Tutkimuksen uusi viitealue on: 0,4 – 2,0 nmol/l.

Mikäli haluatte korjata jo määritettyjä tuloksia molaariseen yksikköön voitte laskea ne seuraavalla yksikkömuunnoskertoimella: $\mu\text{g/l} \times 0,0204 = \text{nmol/l}$

Preanalytiikasta tulemme poistamaan suosituksen paastosta. Näin ollen uusi pyyntö on S –Kromograniini A.

Muutos koskee:

fS-Kromograniini A

fS-CgA KL 4504

Uusi nimike:

S-Kromograniini A

S-CgA KL 4504

Näyte:

1 ml seerumia. Näyte tulee pakastaa kolmen tunnin sisällä erottamisesta.

Säilytys ja lähetys

Säilytys ja lähetys pakastettuna.

Säilyvyys -20°C 1 kuukausi.

Viitearvot:

0,4 – 2,0 nmol/l.

Vastausviive:

Vastaus valmiina noin 5 arkipäivässä.

Muutos astuu voimaan pyynnöille joiden sisäänkirjauspäivä on 22.2.2015 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550
Email: asiakaspalvelu@synlab.fi