

Stockholm3 -lähete

■ Lähettäjä	■ Eriävä vastaus- / laskutusosoite
Asiakasnumero	
Asiakkaan/potilaan nimi	Täydellinen henkilötunnus
Näytteenottopäivä klo	Näytteen tunnistekoodi
Lähettävä lääkäri	Puhelinnumero
ATK 10031 -STHLM3, -Stockholm3-testi Eturauhassyövän riskin kartoitus	
Pakolliset esitiedot (ilman näitä ei voida antaa lopullista vastausta)	
1. Onko testattavan isällä tai testattavan veljellä/pojalla diagnosoitu eturauhassyöpä?	Kyllä Ei Ei tietoa
2. Onko testattava käyttänyt viimeisen kolmen kuukauden aikana säännöllisesti joitain seuraavista lääkkeistä: dutasteridi (esim. Avodart) tai finasteridi (esim. Proscar, Finasteride tms.)	Kyllä Ei Ei tietoa
3. Onko tutkittavalle tehty aiemmin eturauhasbiopsiaa?	Kyllä Ei Ei tietoa
Tutkimusta varten tulee kerätä seuraavat näytteet	
1 x EDTA-veriputki	Toimitetaan laboratorioon kokoverenä, ÄLÄ sentrifugoi!
1 x EDTA-plasmanäyte	Näytteenoton jälkeen näyte sentrifugoidaan ja plasma erotellaan erotteluputkeen. Putkeen merkitään selkeästi henkilötietojen lisäksi EDTA Plasma Alikvot .
1 x Li-hepariiniplasmanäyte	Näytteenoton jälkeen näyte sentrifugoidaan ja plasma erotellaan erotteluputkeen. Putkeen merkitään selkeästi henkilötietojen lisäksi LiHep Plasma Alikvot . Näyte suojattava suoralta auringonvalolta.
Näytteet säilyvät 3 vrk (+2 - +8°C), lähetys kylmässä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.	
Muut tiedot:	