

Asiakastiedote 37/2018**21.8.2018****Korvaava tuote 480CE eSwab, Näytteenotto- ja kuljetusputki, regular**

Arvoisa asiakas,

näyteputkitoimittajan toimitusvaikeuksien vuoksi korvaamme väliaikaisesti eSwab, Näytteenotto- ja kuljetusputki, regular (480CE) toisen toimittajan eSwab putkella (tuotekoodi 490CE.A.)

Näyteputki on täysin vastaava ja näin ollen muutoksella ei ole vaikutusta analyysien tuloksiin eikä lähetys- tai säilytysohjeisiin.

Tiedustelut:

SYNLABin ammattilaisneuvonta

Puhelimitse: +358 20 734 1550

Sähköpostitse: ammattilaisneuvonta@synlab.fi