

Asiakastiedote 49/2018

2.11.2018

Arvoisa asiakas,

S –Estroni tutkimuksen viitearvot muuttuvat.

S –Estroni tutkimuksen viitearvoja on tarkastettu. Uudet viitearvot on määritetty aiempaa suuremmalla viiteväestöllä ja parantavat tutkimuksen tulkintaa. Tutkimuksen menetelmä pysyy ennallaan.

Tutkimuksen uudet viitearvot ovat:

Naiset:	
Raskauden 1. trimesteri	913-10261 pmol/l
Raskauden 2. trimesteri	2106-21384 pmol/l
Postmenopausi (ilman hormonihoitoa)	132-357 pmol/l
Postmenopausi (hormonihoidolla)	190-1684 pmol/l
Ehkäisyhoidon aikana	178-856 pmol/l
Follikkelivaihe	144-487 pmol/l
Luteaalivaihe	200-663 pmol/l
Periovulatorinen	260-913 pmol/l
Miehet:	<296 pmol/l

Muutos astuu voimaan maanantaina **12.11.2018** alkaen.

Tiedustelut:

SYNLABin ammattilaisneuvonta

Puhelimitse: +358 20 734 1550

Sähköpostitse: ammattilaisneuvonta@synlab.fi