

Asiakastiedote 3/2016

5.2.2016

Arvoisa asiakas,**Otamme kuntaliiton myöntämät koodit käyttöön reniini tutkimuksiin.**

Poistamme vanhan tutkimusnimikkeen reniinin entsyymaattisen aktiivisuuden mittaamiselle ja siirrymme käyttämään tutkimusnimike reniiniipitoisuuden kvantitatiivisen määrittämiseen. Muutoksen yhteydessä luovumme myös käytössä olleista makuu- ja pystyarvoista ja paastosta.

Poistuva nimike on:

Lyhenne	KL numero
fP -Renin	3603

Uusi käyttöön otettava nimike on:

Lyhenne	KL numero
P -Reninm	6339

Näyte:

1 ml plasmaa, säilytys ja lähetys pakastettuna.

Viitearvot:

4,4-46,1 µIU/ml

Vastausviive:

Vastaus valmiina noin 3 arkipäivässä.

Muutos astuu voimaan pyynnöille joiden sisäänkirjauspäivä on 22.2.2015 ja siitä eteenpäin.

Tiedustelut:

Asiakaspalvelu: 020 734 1550

Email: asiakaspalvelu@synlab.fi